

A.T.P. DERMAL FILLER

ژل تزریق زیر پوستی
در ۴ مدل کاربردی

Derm-P Derm-D Derm Line

ژل تزریق زیر پوستی ATP^{POUYA} DERMAL FILLER یک ژل ویسکوز، خالص، شفاف و همگن می باشد که به صورت یک بار مصرف مورد استفاده قرار می گیرد.

این ژل حاوی ماده موثره سدیم هیالورونات با منشأ غیر حیوانی می باشد به همین دلیل حساسیت زایی در بدن افراد توسط این ژل بسیار پایین است.

اسید هیالورونیک پلی ساکارید طبیعی موجود در پوست، زیر پوست و بافت های همبند و عنصر مهم ساختاری در بازسازی، پرکنندگی، حجم دهی پوست، تحریک کلاژن سازی و در نهایت جوان سازی می باشد. به همین دلیل به عنوان یکی از پرکاربردترین و بدون عارضه ترین مواد در فیلرها مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه عملکرد

در تولید فیلرهای این شرکت از سدیم هیالورونات Cross-linked شده (با ایجاد پیوندهای عرضی) استفاده شده است و این امر موجب می شود پایداری مناسبی در میزان ماندگاری ژل در مدت زمان ۱۲-۶ ماه با توجه به نوع کراس لینک و متابولیسم بدن افراد ایجاد شود.

پس از گذشت این زمان ژل به مرور توسط پوست جذب شده و بیمار نیاز به ترمیم و تزریق مجدد دارد. بدیهی است پس از تزریق مکرر فیلر، به دلیل ایجاد کلاژن سازی، میزان چین و چروک کمتر شده و جوان سازی نیز در پوست صورت می پذیرد.

در فرمولاسیون مدل های متفاوت این محصول از هیالورونیک اسید با میانگین ریزمولکول و درشت مولکول ها و به صورت منوفاز استفاده شده است. به همین دلیل ژل در زیر پوست کاملاً همگن و به صورت پایدار پخش می شود و ظاهر طبیعی در فرد ایجاد می نماید.

A.T.P. DERMAL FILLER
DERMAL FILLER HYALURONIC ACID

LINE برای درمان شکاف لب، اصلاح چین و چروک های بسیار نازک، چروک های دور چشم، خط اخم و پیشانی، چین و چروک های اطراف دهان و غیره استفاده می شود. مدت زمان ماندگاری مورد انتظار: ۶ - ۹ ماه

1.0 ML 2.0 ML 3.0 ML 5.0 ML

DERM برای درمان شکاف لب و پلک، اصلاح چین و چروک های متوسط، چین و چروک های پوستی و خطوط پیشانی، مرز قرمز لب ها استفاده می گردد. مدت زمان ماندگاری مورد انتظار: ۶ - ۱۲ ماه

1.0 ML 2.0 ML 3.0 ML 5.0 ML

Derm-D برای اصلاح چین و چروک های متوسط و عمیق خط خنده، گسترش حجم لب و گونه ها استفاده می شود. مدت زمان ماندگاری مورد انتظار: ۶ - ۱۲ ماه

1.0 ML 2.0 ML 3.0 ML 5.0 ML

Derm-P برای اصلاح ناهنجاری بینی، چین و چروک های عمیق و نیز جهت بهبودی حجم گونه ها، چانه و زاویه سازی فک صورت می توان استفاده کرد. مدت زمان ماندگاری مورد انتظار: ۹ - ۱۲ ماه

1.0 ML 2.0 ML 3.0 ML 5.0 ML 10 ML

Model	Line	Derm	Derm-D	Derm-P
Injection Area	Eye around wrinkles, Forehead Lines	Skin folds, Forehead Lines and Nasolabial fold	Nasolabial folds, Lip	Volume of cheeks, chin, contouring
HA Concentration	20mg	20mg	20mg	20mg
Needle	29G or 30G x 2	26G or 27G x 2	26G or 27G x 2	25G or 26G x 2
Volume	(1,2,3,5) ml	(1,2,3,5) ml	(1,2,3,5) ml	(1,2,3,5,10) ml
Average Duration	6-9 Months	6-12 Months	6-12 Months	9-12 Months
Cross-Linking level	●●○○	●●○○	●●●○	●●●●
G" (Hardness)	●●○○	●●○○	●●●○	●●●●
Cohesivity	●●○○	●●○○	●●●○	●●●●



ABZAR TEB POUYA Co.

Tel: +98 (21) 87 7007 80
Fax: +98 (21) 88 98 7086
www.abzartebpouya.com
info@abzartebpouya.com

